



PARASITOLÓGICO Y TEST DE GRAHAM

Importante:

Para la toma de muestra necesitará **dos** envases estériles para análisis **con formol** y **un** envase estéril **sin formol**. Para el test de Graham necesitará además **un sobre de gasas** estériles 10x10, habitualmente los venden junto con los frascos con formol, consulte en la farmacia.

Parasitológico Seriado:

Durante 5 días deberá recoger una muestra pequeña de materia fecal, del tamaño de una lenteja, en un envase estéril **con formol**, mezclando con el líquido con un movimiento suave de rotación. Identificar este frasco como: "SERIADO".

El último día deberá recoger una porción de materia fecal fresca y colocarla en el envase estéril **sin formol**. Identificar este frasco como "FRESCO".

Test de Graham:

Durante el mismo lapso en que se recolectan las muestras del examen parasitológico seriado de materia fecal se efectuará la toma de muestra de la siguiente manera: Todas las mañanas al levantarse y antes de ir al baño se pasará por las márgenes del ano una gasa seca, que colocará en el otro frasco **con formol** (NO en el que colocó la materia fecal), utilizará una gasa nueva por día. Identificar este frasco como "GRAHAM".

"La inadecuada recolección de la muestra condiciona la calidad de los resultados"

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE EN EL LABORATORIO. GRACIAS.